

# LAME GÉLOSÉE - CONTRÔLE QUANTITATIF DE LA DÉSINFECTION EN 18 H / 48 H

Les lames gélosées vous permettent de contrôler **quantitativement** la **désinfection des surfaces** de travail, du matériel, des mains, des vêtements. Vous pouvez donc facilement comparer les résultats dans le temps. Conforme NF ISO 18593.



Appliquer la lame gélosée sur la surface.



L'incuber dans une étuve pendant 18 h à 48 h à 35-37°C.



Compter les colonies.

## Mode d'emploi :

- ❑ Appliquer chacune des 2 faces de la lame pendant 10 secondes sur la surface à contrôler.
- ❑ Mettre la lame dans l'étuve (voir ci-dessous) pendant 18 h / 48 h.
- ❑ Compter le nombre de points qui a poussé sur la gélose et le comparer au schéma d'interprétation fourni.
- ❑ Vous en déduisez si la surface contrôlée est désinfectée ou non.

## Avantages :

- ❑ Lame extrêmement fertile : meilleure fiabilité du résultat.
- ❑ Lame **double face** : 2 tests avec une lame, c'est économique !
- ❑ Lame **pliante** : facile à appliquer sur toute surface.
- ❑ Livrée avec mode d'emploi, étiquettes de traçabilité et fiche d'interprétation des résultats.




Schéma d'interprétation pour la restauration et l'agroalimentaire (à titre indicatif et uniquement pour la face Flore Totale).

020161V	Pack de 20 lames gélosées pliantes (40 tests) Flore Totale / Coliformes	36,45 € HT 35,35 € HT. (31/03/25)
020176	Pack de 20 lames gélosées pliantes (40 tests) Flore Totale / Entérobactéries	36,45 € HT 35,35 € HT. (31/03/25)
020167	Pack de 20 lames gélosées pliantes (40 tests) Flore Totale / Levures-moisissures	36,45 € HT 35,35 € HT. (31/03/25)
020170	Pack de 20 lames gélosées pliantes (40 tests) Flore Totale / Flore Totale	36,45 € HT 35,35 € HT. (31/03/25)

020182	Pack de 20 lames gélosées pliantes (40 tests) E.Coli - Coliformes / Salmonelles	38,50 € H.T.
020180	Pack de 20 lames gélosées pliantes (40 tests) E.Coli - Coliformes / Flore Totale	40,15 € H.T.
020184	Pack de 20 lames gélosées pliantes (40 tests) E.Coli - Coliformes / Staphylocoques	37,55 € H.T.
020188	Pack de 20 lames gélosées pliantes (40 tests) Flore Totale / Staphylocoques	38,85 € H.T.

# ÉTUVES POUR LAMES GÉLOSÉES - BOÎTES CONTACT - ÉCOUVILLONS



- ❑ **Température réglable.** Préréglée à 36° C : prête à l'emploi.
- ❑ Livrée avec un thermomètre.
- ❑ Étuve compatible avec les lames et les boîtes mais pas avec les écouvillons.
- ❑ Alimentation : secteur.
- ❑ Option : étagère de fond pour incubation de 7 boîtes contact.

028050	Étuve pour 3 lames gélosées	207,65 € H.T.
028042	Étagère pour 7 boîtes contact	19,85 € H.T.



- ❑ **Température réglable.** Préréglée à 35° C : prête à l'emploi.
- ❑ Livrée avec 1 portoir pour 23 lames gélosées et un thermomètre.
- ❑ Étuve compatible avec les lames, les boîtes et les écouvillons.
- ❑ Alimentation : secteur.
- ❑ Option : étagère de fond pour incubation de 20 boîtes contact.

028053	Étuve pour 23 lames gélosées	327,65 € H.T.
028055	Étagère pour 20 boîtes contact	26,65 € H.T.